



PhysioWalk[®] 1.0

SICHER | PLATZSPAREND | EFFIZIENT

Die neue Generation Gangtrainer

PhysioWalk® 1.0

Der PhysioWalk® 1.0 ist die kompakte Lösung für ein effektives Gangtraining zur Erhaltung und Verbesserung der Gehfähigkeit und Mobilität. Durch die niedrige Aufstiegshöhe, die ergonomischen Aufstiegshandläufe sowie die integrierten Sicherheitsfunktionen ist das System ideal für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie in Tagespflege- und stationären Senioreneinrichtungen.

Der Bandlauf ist auch im niedrigen Geschwindigkeitsbereich präzise einstellbar. Die in der Basisausstattung enthaltenen höhenverstellbaren Haltegriffe können optimal an die Körpergröße angepasst werden.

Features



**Niedrige Aufstiegshöhe
(8 cm, mit Schwing-
traversen 11 cm)**



**Touchpanel
für eine
einfache
Bedienung**



**Sicherheitsstopp
durch Doppel-
lichtschranke**



**Statusanzeige
groß und gut
sichtbar**



**Haltegriffe
höhenverstellbar**



**Geschwindigkeits-
Sicherheitsmodus**




Gangtrainer PhysioWalk® 1.0 in der Grundversion

Optionale Ausstattung


Unterarmstützen – schwenkbar und in Höhe, Breite, Drehwinkel, sowie der Stellung der Handgriffe vollständig an die Bedürfnisse des Nutzers anpassbar.



Perturbations-Schwingtraversen – zur höheren Aktivierung der stabilisierenden Muskulatur und Verbesserung der sensomotorischen Fähigkeiten. Stufenlos einstellbar in der Bewegungsamplitude.



Technische Daten PhysioWalk® 1.0



Weitere verfügbare Modelle



PhysioWalk® 1.0 und 1.2 Basic



PhysioWalk® 1.2 Basic Side Panel



PhysioWalk® 1.2
Gehfläche 120 x 50 cm



PhysioWalk® 1.8
Gehfläche 180 x 50 cm

MEHR INFORMATIONEN
TEL.: +49 75 62 - 9 72 60
info@zebris.de, www.zebris.de
zebris Medical GmbH
Am Galgenbühl 14, 88316 Isny, Germany

