

neu



RehaWalk®

zebris RehaWalk®

hip/cosmos

# RehaWalk®

## Ganganalyse und Gangtraining für die Rehabilitation

### Neue Features RehaWalk®

- ✓ Neue Stativ-Einheit mit 2D/3D-Kamera und integriertem Rechner
- ✓ Markerlose kinematische Analyse, Darstellung der Gelenkwinkel mit Echtzeit-Feedback
- ✓ RehaCoach® - Angeleitetes Training mit Übungs-Avatar



zebris

# RehaWalk® – Besonderheiten




## ■ RehaWalk®

Verbessert motorische und kognitive Fähigkeiten durch Aufgaben mit variablen Schwierigkeitsgraden und bietet Echtzeit-Feedback zur Gangverbesserung.



## ■ Analyse und Training

Das System nutzt sowohl ein Laufband, als auch wahlweise eine Messplattform und ist an individuelle Rehabilitationsbedürfnisse anpassbar.




## ■ Intuitive Bedienung

Die Messung und Auswertung erfolgt mit der intuitiven und klar strukturierten RehaWalk®-Software.



## ■ Visuelle Schrittvorgabe

Optimales Gangtraining durch visuelle Ziele, die direkt auf die Lauffläche projiziert werden.



## ■ Evaluationsbericht

Der automatisch generierte Report enthält alle wichtigen Parameter bezüglich der Geometrie, der Schrittphasen und des Timings des menschlichen Gangs.



## ■ Feedback und akustische Schrittvorgabe

In einer virtuellen Umgebung überwindet oder vermeidet der Patient Hindernisse. Die akustische Schrittvorgabe lässt sich variabel einstellen.

## Sie möchten mehr Informationen?

Kontaktieren Sie uns gerne – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

zebris Medical GmbH · D-88316 Isny im Allgäu · Tel.: +49 7562 97260 · [www.zebris.de](http://www.zebris.de)